


# حمام مافوق صوت

## PARSONIC 15S

### Ultrasonic Cleaner

Model Name	PARSONIC 15s	
Tank Dimension	300x250x200h mm	
System Dimension*	300x250x350 mm	
Tank Capacity	12 Liter full	
Frequency	28 ±5% kHz	
Ultrasonic Power	200 Watt 220 VAC Max.	
Heater Power	300 Watt 220 VAC	

دستگاه فوق دارای تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با فواصل ۴ دقیقه و کنترلر هیتر ۲۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد با فواصل ۱۰ درجه ، بدنه ، مخزن ، شیر تخلیه ، سبد و در استنلس استیل می باشد .

شرکت مهندسی پارس نهند به عنوان اولین و تنها تولید کننده دستگاههای اولتراسونیک کلینر در ایران، از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده و تنها دارنده پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی و پروانه بهره برداری صنایع نوین از وزارت صنایع می باشد که مدل‌های متنوع آزمایشگاهی ، پزشکی و صنعتی در ظرفیت های مختلف و ابعاد سفارشی را تحت استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 13485:2012 تولید می نماید. دستگاههای اولتراسونیک کلینر پارسونیک ، علاوه بر کیفیت مناسب و قیمت رقابتی در مقایسه با دستگاههای مشابه خارجی ، دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش با تکیه بر دانش فنی ساخت می باشد.



## شرکت مهندسی پارس نهند

(سهامی خاص)

**Pars Nahand Engineering Co.**

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبدلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۱۶۵۷۱۶۷۳۴۵ پست الکترونیکی : info@pniec.co.ir / تلفن / فاکس : ۰۲۱ - ۷۶۲۵۰۱۸۱ - ۵

No 51 – NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20<sup>th</sup> KM ABALI ROAD - TEHRAN –IRAN  
ZIP CODE : 16571-67345 E-MAIL : [info@pniec.co.ir](mailto:info@pniec.co.ir) TEL / FAX (+98 21) 76250181-5

