


حمام مافوق صوت

PARSONIC 30S

Ultrasonic Cleaner

Model Name	PARSONIC 30s	
Tank Dimension	500x300x200h mm	
System Dimension*	500x300x350 mm	
Tank Capacity	28 Liter full	
Frequency	28 ±5% kHz	
Ultrasonic Power	400 Watt 220 VAC Max.	
Heater Power	600 Watt 220 VAC	

دستگاه فوق دارای تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با فواصل ۴ دقیقه و کنترلر هیتر ۲۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد با فواصل ۱۰ درجه ، بدنه ، مخزن ، شیر تخلیه ، سبد و در استنلس استیل می باشد .

شرکت مهندسی پارس نهند به عنوان اولین و تنها تولید کننده دستگاههای اولتراسونیک کلینر در ایران، از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده و تنها دارنده پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی و پروانه بهره برداری صنایع نوین از وزارت صنایع می باشد که مدل‌های متنوع آزمایشگاهی ، پزشکی و صنعتی در ظرفیت های مختلف و ابعاد سفارشی را تحت استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 13485:2012 تولید می نماید. دستگاههای اولتراسونیک کلینر پارسونیک ، علاوه بر کیفیت مناسب و قیمت رقابتی در مقایسه با دستگاههای مشابه خارجی ، دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش با تکیه بر دانش فنی ساخت می باشد.



شرکت مهندسی پارس نهند

(سهامی خاص)

Pars Nahand Engineering Co.

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبدلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۱۶۵۷۱۶۷۳۴۵ پست الکترونیکی : info@pnec.co.ir / تلفن / فاکس : ۰۲۱ - ۷۶۲۵۰۱۸۱ - ۵

No 51 – NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20th KM ABALI ROAD - TEHRAN –IRAN
ZIP CODE : 16571-67345 E-MAIL : info@pnec.co.ir TEL / FAX (+98 21) 76250181-5

