




شرکت مهندسی پارس نهند (سهامی خاص)

PARS NAHAND ENGINEERING Co.

F-069-01

مشخصات فنی دستگاه PARSONIC 11s

Model Name	PARSONIC 11s
Tank Dimension	300x250x150h mm
System Dimension*	300x250x300 mm
Tank Capacity	9 Liter full
Frequency	28 ±5% kHz
Ultrasonic Power	150 Watt 220 VAC Max.
Heater Power	300 Watt 220 VAC



اجزا دستگاه :

- بدنه ، در ، سبد ، مخزن ، شیر تخلیه استنلس استیل

- هیتر

- شلنگ تخلیه

- سیم برق با رابط اتصال زمین

- کنترلرها :

- کلید اصلی چراغ دار

- تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با پله های ۴ دقیقه ای

- کنترلر حرارت ۲۰ تا ۷۰ درجه با پله های ۱۰ درجه سانتیگراد

- دگمه روشن و خاموش

- حفاظت الکتریکی:

- رابط اتصال زمین

- فیوز دابل

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبدلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۱۶۵۷۱۶۷۳۴۵ پست الکترونیکی : info@pnc.co.ir / تلفن / فاکس : ۵ - ۰۲۱ - ۷۶۲۵۰۱۸۱

No 51 - NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20th KM ABALI ROAD - TEHRAN - IRAN

ZIP CODE : 16571-67345 E-MAIL : info@pnc.co.ir TEL / FAX (+98 21) 76250181-5

