




شرکت مهندسی پارس نهند (سهامی خاص)

PARS NAHAND ENGINEERING Co.

F-069-01

## مشخصات فنی دستگاه PARSONIC 2600s

Model Name	PARSONIC 2600s
Tank Dimension	240x135x100h mm
System Dimension*	240x135x200h mm
Tank Capacity	2.6 Liter full
Frequency	28 ±5% kHz
Ultrasonic Power	70 Watt 220 VAC Max.
Heater Power	100 Watt 220 VAC



اجزا دستگاه :

- بدنه ، در ، سبد ، مخزن ، شیر تخلیه استنلس استیل

- هیتر

- شلنگ تخلیه

- سیم برق با رابط اتصال زمین

کنترلرها :

- کلید اصلی چراغ دار

- تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با پله های ۴ دقیقه ای

- کنترلر حرارت ۲۰ تا ۷۰ درجه با پله های ۱۰ درجه سانتیگراد

- دگمه روشن و خاموش

حفاظت الکتریکی:

- رابط اتصال زمین

- فیوز دابل

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبدلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۱۶۵۷۱۶۷۳۴۵ پست الکترونیکی : info@pneec.co.ir / تلفن / فاکس : ۵ - ۰۲۱ - ۷۶۲۵۰۱۸۱

No 51 - NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20<sup>th</sup> KM ABALI ROAD - TEHRAN -IRAN  
ZIP CODE : 16571-67345 E-MAIL : [info@pneec.co.ir](mailto:info@pneec.co.ir) TEL / FAX (+98 21) 76250181-5

