




شرکت مهندسی پارس نهند (سهامی خاص)

PARS NAHAND ENGINEERING Co.

F-069-01

## مشخصات فنی دستگاه PARSONIC 7500s

Model Name	PARSONIC 7500s
Tank Dimension	300x150x150h mm
System Dimension*	300x150x300h mm
Tank Capacity	6 Liter full
Frequency	28 $\pm$ 5% kHz
Ultrasonic Power	100 Watt 220 VAC Max.
Heater Power	300 Watt 220 VAC



اجزا دستگاه :

- بدنه ، در ، سبد ، مخزن ، شیر تخلیه استنلس استیل

- هیتر

- شلنگ تخلیه

- سیم برق با رابط اتصال زمین

کنترلرها :

- کلید اصلی چراغ دار

- تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با پله های ۴ دقیقه ای

- کنترلر حرارت ۲۰ تا ۷۰ درجه با پله های ۱۰ درجه سانتیگراد

- دگمه روشن و خاموش

حفاظت الکتریکی:

- رابط اتصال زمین

- فیوز دابل

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبعلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۱۶۵۷۱۶۷۳۴۵ پست الکترونیکی : info@pnec.co.ir / تلفن / فاکس : ۵ - ۰۲۱ - ۷۶۲۵۰۱۸۱

No 51 - NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20<sup>th</sup> KM ABALI ROAD - TEHRAN -IRAN  
ZIP CODE : 16571-67345 E-MAIL : [info@pnec.co.ir](mailto:info@pnec.co.ir) TEL / FAX (+98 21) 76250181-5

